




Cajas criogénicas true north[®]Flatpack, PP

Cajas criogénicas true north[®]Flatpack, PP

Plástico reutilizable, económico y resistente a la humedad. Fabricadas en material de polipropileno. Cajas fáciles de ensamblar que se envían en paquetes planos, ahorrando espacio en el laboratorio. Más duraderas que las cajas de cartón, ya que no son susceptibles a la humedad. Reducen significativamente la posibilidad de formación de moho. Adecuadas para congelar y descongelar repetidamente. Divisores incluidos con las cajas.

Permiten almacenar hasta temperaturas de -80 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06281158	True North Flatpack Freezer Boxes PP/10	10 pz.
LLG06281159	True North Flatpack Freezer Boxes PP/10	10 pz.
LLG06281160	True North Flatpack Freezer Boxes PP/10	10 pz.
LLG06281161	True North Flatpack Freezer Boxes PP/10	1 pz.
LLG06281163	True North Flatpack Freezer Boxes PP/10	10 pz.
LLG06281166	True North Flatpack Freezer Boxes PP/10	10 pz.
LLG06281169	True North Flatpack Freezer Boxes PP/10	10 pz.
LLG06281170	True North Flatpack Freezer Boxes PP/10	10 pz.
LLG06281172	True North Flatpack Freezer Boxes PP/10	10 pz.
LLG06281173	True North Flatpack Freezer Boxes PP/10	10 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

