

**Impresoras para balanzas KERN[®]****Kern & Sohn****Impresoras para balanzas KERN[®]**

Para imprimir pesos. Compatibles con todas las balanzas con interfaz RS232. Por favor, indique su modelo de balanza al hacer el pedido, para que la impresora pueda ser preconfigurada en la fábrica para adaptarse a su balanza.

Impresora de aguja matricial para archivar: No es apta para los modelos PNS/PNJ y PES/PEJ

Impresora térmica con funciones de estadística: No es adecuada para las balanzas de recuento, los modelos EWJ, los modelos PFB y los analizadores de humedad





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

