

**Incubadora Lovibond®DI 10**

Tintometer GmbH

Incubadora Lovibond®DI 10

Diseñada para la incubación fiable de dipslides en laboratorios y trabajo de campo.

- Es posible el funcionamiento en coche con bajo voltaje
- Puede contener hasta 12 dipslides o 10 discos cuantitativos
- Excelente estabilidad de temperatura
- Programación del período de incubación
- Pantalla de temperatura LCD con control de botón de arriba/abajo
- Tiempos de calentamiento rápidos para pruebas rápidas
- LEDs de estado externos

Material de suministro: Incubadora incl. fuente de alimentación universal externa de 12 V, juego de cables (Reino Unido, UE, EE.UU.), adaptador de alimentación de 12 V para el coche.

Rango de temperatura: ambiente +5 ... +40 °C ($\pm 0,5$ °C)

Dimensiones (An x L x Alt): 246 x 215 x 162 mm

Peso: 1,7 kg

Fuente de alimentación: 110/220-240 V o 12 V



Code	Description	Packaging
LLG06274399	Dip Slide Holder	1 pz
LLG06291192	Lovibond-DI 10 incubator for dipslides 2	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

