

**Incubadora Lovibond®DI 10****Tintometer GmbH****Incubadora Lovibond®DI 10**

Diseñada para la incubación fiable de dipslides en laboratorios y trabajo de campo.

- Es posible el funcionamiento en coche con bajo voltaje
- Puede contener hasta 12 dipslides o 10 discos cuantitativos
- Excelente estabilidad de temperatura
- Programación del período de incubación
- Pantalla de temperatura LCD con control de botón de arriba/abajo
- Tiempos de calentamiento rápidos para pruebas rápidas
- LEDs de estado externos

**Material de suministro:** Incubadora incl. fuente de alimentación universal externa de 12 V, juego de cables (Reino Unido, UE, EE.UU.), adaptador de alimentación de 12 V para el coche.

Rango de temperatura: ambiente +5 ... +40 °C ( $\pm 0,5$  °C )

Dimensiones (An x L x Alt): 246 x 215 x 162 mm

Peso: 1,7 kg

Fuente de alimentación: 110/220-240 V o 12 V



| Code        | Description                               | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|
| LLG06274399 | Dip Slide Holder                          | 1 pz      |
| LLG06291192 | Lovibond-DI 10 incubator for diptslides 2 | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

