


**Asas de inoculación LLG, estériles****LLG Labware****Asas de inoculación LLG, estériles**

Humectación uniforme de la superficie y transferencia completa del líquido. Las asas de inoculación están disponibles en versiones más rígidas (PS) o en versiones flexibles (HIPS). Los bordes lisos aseguran un tratamiento de agar suave.

- Esterilizadas con óxido de etileno
- Codificadas por colores
- Mango hexagonal para un fácil manejo





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

