



Pipetas Pasteur, vidrio de borosilicato 5.1

DWK Life Sciences GmbH
(Duran)

Pipetas Pasteur, vidrio de borosilicato 5.1

Con constricción para un ajuste perfecto de los tapones de algodón. Diám. punta capilar aprox. 1,1 mm, diám. cuerpo 6,95 mm.

- Cumplen con la norma ISO 7712
- Punta fina de diseño largo
- Insensible a los cambios de temperatura
- Muy buena resistencia química



Code	Description	Packaging
LLG06291212	Pasteur pipette, 150 mm pack of 1000	1000 pz.
LLG06291213	Pasteur pipette, 230 mm pack of 1000	1000 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

