



**Punzón de perforación AG 190**

Xylem Analytics Germany  
(EBRO)

**Punzón de perforación AG 190**

Para taladrar agujeros en alimentos congelados para tomar la temperatura del núcleo, p. ej. para TTX 110, TLC 700, TLC 730, TLC 750i.



Code	Description	Packaging
LLG06291233	Freezing well drill AG 190 for TLC 750I	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

