



Guantes de seguridad, protección contra el calor hasta un máximo de +700 °C

Nabertherm GmbH

Guantes de seguridad, protección contra el calor hasta un máximo de +700 °C

Guantes resistentes al calor para protegerse al poner o quitar materiales calientes de los hornos.



Code	Description	Packaging
LLG06233610	Gloves Tmax 650°C	1 pz.
LLG06233681	Gloves Tmax 700°C	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

