



Cubetas para el fotómetro photoLab[®]

Cubetas para el fotómetro photoLab[®]

Cubetas para rutina fotométrica y análisis de agua en la gama UV-VIS y VIS. Las cubetas con superficie lateral mate son adecuadas para la detección automática de cubetas del filtro photoLab[®] y del fotómetro espectral. Las cubetas de vidrio y de cuarzo tienen una marca para colocar las cubetas en el fotómetro en la misma dirección para una precisión aún mayor.

- Detección automática de cubetas
- Cubetas de vidrio y cuarzo con marcado para mayor precisión
- Vidrio óptico de alta calidad para VIS
- Cristal de cuarzo de alta calidad para UV-VIS



Code	Description	Packaging
LLG07200109	Rectangular cells REK 50	1 pz
LLG07300132	Rectangular cells REK 10pack of 2/2	2 pz
LLG07510080	Rectangular cells REK 20 pack of 2	2 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

