



Bandejas colectoras para hornos de mufla y de incineración

Bandejas colectoras para hornos de mufla y de incineración

Bandejas colectoras de cerámica para temperaturas hasta máx. 1300 °C,
bandejas colectoras de acero para temperaturas hasta máx. 1100 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06228066	STEEL COLLECTING PAN	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

