



## Bandejas colectoras para hornos de mufla y de incineración

### **Bandejas colectoras para hornos de mufla y de incineración**

Bandejas colectoras de cerámica para temperaturas hasta máx. 1300 °C, bandejas colectoras de acero para temperaturas hasta máx. 1100 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06228066	STEEL COLLECTING PAN	1 pezzo



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

