

**Bombas peristálticas de laboratorio, PLP****Behr****Bombas peristálticas de laboratorio, PLP**

Las bombas peristálticas behrotest PLP son adecuadas para el transporte discontinuo de soluciones acuosas / aplicaciones no agresivas.

Encuentran su aplicación en el laboratorio, la industria alimentaria, así como en el campo analítico, medicinal o biológico.

Las RPM (rotaciones por minuto) pueden ser ajustadas manualmente y la dirección del flujo puede ser modificada.

Estas bombas PLP tienen conectores angulares a los que se pueden acoplar tubos con o sin soportes adicionales, dependiendo del tamaño del tubo.



Code	Description	Packaging
LLG09700420	Laboratory perstaltig pumpsPLP 33, 0,2.	1 pz.
LLG09700421	Laboratory peristaltic pumpsPLP 66 0,5	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

