

**Medidor de CO₂, Air CO₂ntrol 5000**

Con función de registrador de datos, ideal para monitorizar la concentración de CO₂ en edificios.

- La función de registro guarda los datos como un archivo CSV en una tarjeta Micro SD
- LEDs para la identificación visual de la concentración de CO₂
- Muestra la temperatura, la humedad y el contenido de CO₂
- Ajuste individual de la alarma
- Montaje en banco y pared

Material de suministro: Medidor incl. adaptador de red USB, tarjeta Micro SD

Especificaciones

Rango de CO₂: 0 ... 5000 ppm

Resolución: 1 ppm (0-1000 ppm), 5 ppm (1001-2000 ppm), 10 ppm (>2000 ppm)

Precisión: 50 ppm o un 5 % se aplica el mayor valor, >3000 ppm ±7%.

Rango de temperatura: 0 ... 50 °C

Resolución: 0,1 °C

Precisión: ±0,5 °C

Humedad relativa: 5 ... 95 %

Resolución:

Precisión: 1 %

± 5 %

Pantalla: LCD de 7 segmentos

Carcasa: Plástico

Dimensiones: 120 x 66 x 33 mm

Peso: 103 g (sin adaptador de red)

Fuente de alimentación: 100-240 VAC 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06291253	CO2 measuring device Aircontrol 5000	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

