

**Termómetro digital portátil TTX 200**Xylem Analytics Germany  
(EBRO)**Termómetro digital portátil TTX 200**

Para la medición de la temperatura de núcleo con sonda fija con cable y mango.

- Pantalla muy grande con figuras grandes
- Fácil manejo, fácil de leer
- Batería reemplazable
- Certificado de calibración de fábrica

**Especificaciones****Rango de temperatura:****Resolución: -30 ... +199,9 °C****0,1 °C****Precisión: 0,5 °C (-30... +100 °C), por lo demás ±1 %****Sonda de temperatura: Tipo T****Longitud / diám. de la sonda:****Longitud del cable: 120 mm / 3 mm****600 mm****Carcasa: ABS****Temperatura de trabajo: -20 .. +60 °C****Temperatura de almacenamiento: -30 .. +70 °C****Dimensiones (L x An x Alt): 127 x 60 x 16 mm (sin sonda)****Peso: aprox. 220 g****Fuente de alimentación: CR 2032****Vida útil de la batería: aprox. 100 h (uso continuo)****Grado de protección: IP 55**

Code	Description	Packaging
LLG06291272	Thermometer TTX 200 type T	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

