

**Analizador de aceite de cocina FOM 330**Xylem Analytics Germany
(EBRO)**Analizador de aceite de cocina FOM 330**

Comprueba la calidad y la temperatura de los aceites de cocina, con indicación mediante una lámpara de señalización claramente visible. Se puede utilizar en aceite caliente hasta 200 °C.

- Pantalla grande con números grandes
- FOM 330-4 con 4 controles para ajustes frecuentes
- FOM 330-1 con 1 mando para ajustes esporádicos
- Estructura de menú simplificada
- Incluye registro de calibración

Especificaciones**Rango: +50 °C ¼ 200 °C, 0 % ¼ 40 % TPM****Precisión: ±1 °C, ±2 % TPM****Resolución: 1 °C, 0,5 % TPM****Dimensiones (An x L x Alt): 54 x 22 x 304 mm****Fuente de alimentación: 3 V Litio****Grado de protección: IP 67**

Code	Description	Packaging
LLG06291242	Oil quality measuring instrument FOM 330	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

