

**Cubetas de la serie P Optima****Grant****Cubetas de la serie P Optima™**

Robustas cubetas de plástico para su uso entre 5 °C y 99 °C. Se suministra con una placa de montaje en puente para el controlador Optima sin pinzas y asas de transporte integradas en la carcasa. Profundidad del líquido en todos los modelos mín/máx: 80/140 mm.

Esferas de polipropileno o una tapam accesorio se deben utilizar a temperaturas entre 60 y 100 °C. Por encima de 100 °C solamente se debe utilizar una tapa.

Pedir por favor tapa y esferas PP por separado.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

