

**Estuches para portaobjetos de cartón de 20 y 30 posiciones****Heathrow Scientific****Estuches para portaobjetos de cartón de 20 y 30 posiciones**

Los estuches de diapositivas de cartón pueden contener diapositivas estándar (76mm x 26mm y 3 x 1"). Los compartimentos horizontales están empotrados para proteger las muestras cuando la tapa está cerrada. Presenta un corte de pulgar para facilitar la extracción de las diapositivas.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09161295 | 20-Place cardboard slide trayblack trim | 1 pz.     |
| LLG09161296 | 30-Place cardboard slide trayblack trim | 1 pz.     |
| LLG09161297 | 20-Place cardboard slide trayblue trim2 | 1 pz.     |
| LLG09161298 | 20-Place cardboard slide traygreen trim | 1 pz.     |
| LLG09161302 | 20-Place cardboard slide tray red trim  | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

