

**Estuches para portaobjetos de cartón de 20 y 30 posiciones**

Los estuches de diapositivas de cartón pueden contener diapositivas estándar (76mm x 26mm y 3 x 1"). Los compartimentos horizontales están empotrados para proteger las muestras cuando la tapa está cerrada. Presenta un corte de pulgar para facilitar la extracción de las diapositivas.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09161295 | 20-Place cardboard slide trayblack trim | 1 pz. |
| LLG09161296 | 30-Place cardboard slide trayblack trim | 1 pz. |
| LLG09161297 | 20-Place cardboard slide trayblue trim2 | 1 pz. |
| LLG09161298 | 20-Place cardboard slide traygreen trim | 1 pz. |
| LLG09161302 | 20-Place cardboard slide tray red trim | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

