

**Estuches para portaobjetos de cartón de 20 y 30 posiciones****Heathrow Scientific****Estuches para portaobjetos de cartón de 20 y 30 posiciones**

Los estuches de diapositivas de cartón pueden contener diapositivas estándar (76mm x 26mm y 3 x 1"). Los compartimentos horizontales están empotrados para proteger las muestras cuando la tapa está cerrada. Presenta un corte de pulgar para facilitar la extracción de las diapositivas.



Code	Description	Packaging
LLG09161295	20-Place cardboard slide trayblack trim	1 pz.
LLG09161296	30-Place cardboard slide trayblack trim	1 pz.
LLG09161297	20-Place cardboard slide trayblue trim2	1 pz.
LLG09161298	20-Place cardboard slide traygreen trim	1 pz.
LLG09161302	20-Place cardboard slide tray red trim	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

