




## Cajas de luz Slimlite plano

### Cajas de luz Slimlite plano

Cajas de luz super planas, de sólo 8 mm de espesor, con batería recargable incorporada. Iluminación mediante LEDs de tipo diurno (temperatura de color: aprox. 5000K). Interruptor táctil para encender/apagar y control del brillo, escalas en cm y pulgadas. Funcionamiento conectado a la red o con batería. Batería de iones de litio: 1050 mA. Adaptador de alimentación/cargador incluido.



| Code        | Description              | Packaging |
|-------------|--------------------------|-----------|
| LLG06270828 | Light box slimlite plano | 1 pz.     |
| LLG06270829 | Light box slimlite plano | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

