




Cajas de luz Slimlite plano

Cajas de luz Slimlite plano

Cajas de luz super planas, de sólo 8 mm de espesor, con batería recargable incorporada. Iluminación mediante LEDs de tipo diurno (temperatura de color: aprox. 5000K). Interruptor táctil para encender/apagar y control del brillo, escalas en cm y pulgadas. Funcionamiento conectado a la red o con batería. Batería de iones de litio: 1050 mA. Adaptador de alimentación/cargador incluido.



Code	Description	Packaging
LLG06270828	Light box slimlite plano	1 pz.
LLG06270829	Light box slimlite plano	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

