

**Electrodos IDS para pH SenTix® 980**Xylem Analytics Germany
(WTW)**Electrodos IDS para pH SenTix® 980**

Electrodos de pH de precisión con eje de vidrio y electrolito líquido KCl 3 mol/l libre de Ag⁺, con sensor de temperatura incorporado NTC 30 kOhm. Longitud del cable 1,5 m, SenTix® 980-P, listo para ser usado sin cables.

Especificaciones**Rango de temperatura : 0 ... 100 °C****Rango de pH: 0 ... 14 pH****Longitud/diám: 120 mm / 12 mm****Electrolito: KCl 3 mol/l Ag⁺ libre****Diafragma: Alambre de platino****Forma de la membrana: Cónica****Resistencia de la membrana a 25°C: 600 MW**

Code	Description	Packaging
LLG06238921	pH-single rod chain SenTix® 980	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

