

**Matraces Erlenmeyer, vidrio de borosilicato 3.3, con cuello de rosca****Isolab****Matraces Erlenmeyer, vidrio de borosilicato 3.3, con cuello de rosca**

Vidrio de borosilicato 3.3. Resistentes al calor y a casi todos los productos químicos. Ideales para el almacenamiento libre de contaminación de muestras y medios de cultivo. Las inscripciones son de esmalte blanco, especialmente diseñado para uso en vidrio. Los matraces autoclavables y los tapones roscadas de PP son resistentes hasta 121 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06242393	Erlenmeyer flask 500 mlBorosilicate gla	1 pz.
LLG09141100	Erlenmeyer flask 100 mlBorosilicate gla	1 pz.
LLG09141101	Erlenmeyer flask 250 mlBorosilicate gla	1 pz.
LLG09141102	Erlenmeyer flask 1000 mlBorosilicate gl	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

