



Electrodos de pH ScienceLine N 42 A

Electrodos de pH ScienceLine N 42 A

Con vástago de vidrio, sistema de referencia Silamid®, conector DIN y cable fijo de 1 m.

Especificaciones

Rango de temperatura: -5 ... 100 °C

Rango de pH: 0 ... 14 pH

Longitud / Diámetro: 120 mm / 12 mm

Electrolito: KCl 3 mol/l

Diafragma: Cerámico

Forma de membrana: Esfera





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

