

**Floculadores****Stuart****Floculadores**

Para ensayos de floculación en agua y aguas residuales.

- Modelos con equipo de agitación de 2 o 6 plazas
- Indicación digital de la velocidad
- Dos preajustes seleccionables de velocidad
- Régimen preciso de revoluciones para obtener resultados reproducibles
- Iluminación difusa con fondo negro
- Para recipientes de hasta 1000 ml

Rango de velocidad ajustable de 25 a 250 rpm. Dimensiones (Alt x An x L): 460 x 320 x 220mm (modelo de dos plazas) 460 x 750 x 220mm (modelo de seis plazas). Para 230 V 50 Hz, suministros monofásicos. Se suministra con palas del rotor pero sin vasos de precipitados. Con protección antimicrobiana BioCote a base de plata.



Code	Description	Packaging
LLG09951491	Flocculator with 2 rotator(without beak	1 pz.
LLG09951492	Flocculator with 6 place (without beake	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

