

**Vasos multiusos, PP**

Paul Boettger GmbH & Co. KG

Vasos multiusos, PP

Un vaso de muestras transparente, resistente a la presión e irrompible, ideal para recoger y almacenar muestras de todo tipo. Se puede pedir con y sin tapa de rosca.

- Graduado
- Sólido y estable
- Campo de escritura en el vaso y área de etiquetado en la tapa
- Amplia apertura para un llenado fácil y seguro
- Tapón de rosca de sellado hermético a los fluidos con rosca



Code	Description	Packaging
LLG06237981	Urine beaker 125 ml, PP without screw cap	1000 pz.
LLG06238122	Urine beaker 125 ml, PP with screw cap g	500 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

