



## Vasos multiusos, PP

Paul Boettger GmbH &amp; Co. KG

### Vasos multiusos, PP

Un vaso de muestras transparente, resistente a la presión e irrompible, ideal para recoger y almacenar muestras de todo tipo. Se puede pedir con y sin tapa de rosca.

- Graduado
- Sólido y estable
- Campo de escritura en el vaso y área de etiquetado en la tapa
- Amplia apertura para un llenado fácil y seguro
- Tapón de rosca de sellado hermético a los fluidos con rosca



Code	Description	Packaging
LLG06237981	Urine beaker 125 ml, PP without srew cap	1000 pz.
LLG06238122	Urine beaker 125 ml, PP with screw cap g	500 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

