

**Termostatos digitales de bloque QB, para series QBD, QBH****Grant****Termostatos digitales de bloque QB, para series QBD, QBH**

Bloques accesorios para la serie QB solamente. Intercambiables. De aluminio.  
Dimensiones del bloque (L x An x Alt): 140 x 50 x 63 mm. Para, por ejemplo,  
tubos de ensayo o viales de microlitros de 0,2 ml a 2,0 ml.



Code	Description	Packaging
LLG06075814	Digital block thermostats QB-50,holes 4	1 pz.
LLG09951661	Block QB10 for 24 tubes10 mm diam. x 50	1 pz
LLG09951662	Block QB12 for 24 tubes12 mm diam. x 50	1 pz
LLG09951663	Block QB16 for 12 tubes16 mm diam. x 50	1 pz
LLG09951664	Block QB18 for 12 tubes18 mm diam. x 50	1 pz
LLG09951665	Block QB24 for 5 tubes24 mm diam. x 50	1 pz
LLG09951666	Block QB-H, 56 holes0,2 ml centrifuge t	1 pz
LLG09951667	Block QBEO, 24 holesfor 0,5 ml Eppendor	1 pz
LLG09951668	Block QBE1, 24 holesfor 1,5 ml Eppendor	1 pz
LLG09951669	Block QBE2, 24 holesfor 2,0 ml Eppendor	1 pz
LLG09951670	Block QB0 massive, without hole	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

