



Matraces aforados de vidrio de borosilicato 3.3, clase A, graduación azul, con tapón de PE

Isolab

Matraces aforados de vidrio de borosilicato 3.3, clase A, graduación azul, con tapón de PE

Vidrio de borosilicato 3.3. Certificado de conformidad, con certificado de lote. Con tapones NS y PE, según DIN EN ISO 1042. Calibrados para contener (IN) y todas las tolerancias están de acuerdo con las normas DIN/ISO Clase A.



Code	Description	Packaging
LLG04008300	volumetric flask - standard - clear - c	1 pz.
LLG04008301	volumetric flask - standard - clear - cl	1 pz.
LLG04008302	volumetric flask - standard - clear - c	1 pz.
LLG09276600	Volumetric flask 5 ml, clearglass, cl.A	1 pz.
LLG09276601	Volumetric flask 10 ml, clearglass, cl.	1 pz.
LLG09276602	Volumetric flask 20 ml, clearglass, cl.	1 pz.
LLG09276603	Volumetric flask 25 ml, clearglass, cl.	1 pz.
LLG09276604	Volumetric flask 50 ml, clearglass, cl.	1 pz.
LLG09276605	Volumetric flask 50 ml, clearglass, cl.	1 pz.
LLG09276606	Volumetric flask 100 ml, clearglass, cl	1 pz.
LLG09276607	Volumetric flask 100 ml, clearglass, cl	1 pz.
LLG09276608	Volumetric flask 200 ml, clearglass, cl	1 pz.
LLG09276609	Volumetric flask 250 ml, clearglass, cl	1 pz.
LLG09276610	Volumetric flask 500ml boro clA PP stopp	1 pz.
LLG09276611	Volumetric flask 1000 ml, clearglass, c	1 pz.
LLG09276612	Volumetric flask 2000 ml, clearglass, c	1 pz.
LLG09276613	Volumetric flask 5000 ml, clearglass, c	1 pz.
LLG09276614	Volumetric flask 10000 ml, clearglass,	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

