

**Tamices granulométricos, 200 x 50 mm.****Retsch****Tamices granulométricos, 200 x 50 mm.****Características:**

- Calidad del producto no alcanzada anteriormente debido a los avanzados procesos de fabricación y a la inspección óptica continua
  - La tecnología de unión de alta calidad garantiza una malla metálica permanentemente tensa
  - Alto nivel de resistencia a la corrosión y fácil de limpiar debido al uso de acero inoxidable de alta aleación
  - El marco de tamiz "fundido de una pieza" y la unión de la malla sin costuras evitan la contaminación cruzada
  - Máxima estabilidad y densidad óptima de la pila de tamices
  - 15% más ligero que los tamices tradicionales y al mismo tiempo con mayor área de tamizado
  - Marcado claro de los tamices y trazabilidad mediante el grabado láser individual en cada tamiz
- DIN ISO 3310-1. Medidas ( $\varnothing$  x Alt.): 200 x 50 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09226650	Test sieve 200 x 50 mm, 20 µm	1 pz.
LLG09226651	Test sieve 200 x 50 mm, 25 µm	1 pz.
LLG09226652	Test sieve 200 x 50 mm, 32 µm	1 pz.
LLG09226653	Test sieve 200 x 50 mm, 36 µm	1 pz.
LLG09226654	Test sieve 200 x 50 mm, 38 µm	1 pz.
LLG09226655	Test sieve 200 x 50 mm, 40 µm	1 pz.
LLG09226656	Test sieve DIN ISO 3310/145µm 200x50mm	1 pz.
LLG09226657	Test sieves 200x50mm mesh size 50µm	1 pz.
LLG09226658	Test sieve 200 x 50 mm, 53 µm	1 pz.
LLG09226659	Test sieve 200 x 50 mm, 56 µm	1 pz.
LLG09226660	Test sieves 200x50mm mesh size 63µm	1 pz.
LLG09226661	Test sieves 200x50mm mesh size 71µm	1 pz.
LLG09226662	Test sieves 200x50mm mesh size 75µm	1 pz.
LLG09226663	Test sieve 200 x 50 mm, 80 µm	1 pz.
LLG09226664	Test sieve 200 x 50 mm, 90 µm	1 pz.
LLG09226665	Test sieves 200x50 mm, Mesh size 100µm	1 pz.
LLG09226666	Test sieve 200 x 50 mm, 106 µm	1 pz.
LLG09226667	Test sieve 200 x 50 mm, 112 µm	1 pz.
LLG09226668	Test sieves DIN ISO 3310/1125µm 200x50m	1 pz.
LLG09226669	Test sieves 200x50mm mesh size 140µm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09226670	Test sieves 200x50mmmesh, 150µm	1 pz.
LLG09226671	Test sieve 200 x 50 mm, 160µm	1 pz.
LLG09226672	Test sieves 200x50mmmesh size 180µm	1 pz.
LLG09226673	Test sieves 200x50mm, Mesh size 200µm	1 pz.
LLG09226674	Test sieve 200 x 50 mm, 212 µm	1 pz.
LLG09226675	Test sieve 200 x 50 mm,mesh size 224µm	1 pz.
LLG09226676	Test sieves 200x50mmmesh size 250µm	1 pz.
LLG09226677	Test sieve 200 x 50 mm,mesh size 280µm	1 pz.
LLG09226678	Analysis sieves 200x50mmmesh size 300µm	1 pz.
LLG09226679	Test sieve 200 x 50 mm, 315 µm	1 pz.
LLG09226680	Test sieves 200x50 mmmesh size 355µm	1 pz.
LLG09226681	Test sieves 200x50mmmesh size 400µm	1 pz.
LLG09226682	Test sieves 200x50mmmesh size 425µm	1 pz.
LLG09226683	Test sieve 200 x 50 mm,mesh size 450µm	1 pz.
LLG09226684	Test sieves, 200x50mmmesh size 500µm	1 pz.
LLG09226685	Test sieve 200 x 50 mm, 560 µm	1 pz.
LLG09226686	Test sieves 200x50mmmesh size 600µm	1 pz.
LLG09226687	Test sieve 200 x 50 mm, 630 µm	1 pz.
LLG09226688	Test sieve 200 x 50 mm,mesh size 710µm	1 pz.
LLG09226689	Test sieve 200 x 50 mm, 800 µm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09226690	Test sieves 200x50mm mesh size 850µm	1 pz.
LLG09226691	Test sieve 200 x 50 mm, 900 µm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

