


**Tamices analíticos, 200 x 50 mm****Retsch****Tamices analíticos, 200 x 50 mm**

Características:

- Calidad del producto no alcanzada anteriormente debido a los avanzados procesos de fabricación y a la inspección óptica continua
- La tecnología de unión de alta calidad garantiza una malla metálica permanentemente tensa
- Alto nivel de resistencia a la corrosión y fácil de limpiar debido al uso de acero inoxidable de alta aleación
- El marco de tamiz "fundido de una pieza" y la unión de la malla sin costuras evitan la contaminación cruzada
- Máxima estabilidad y densidad óptima de la pila de tamices
- 15% más ligero que los tamices tradicionales y al mismo tiempo con mayor área de tamizado
- Marcado claro de los tamices y trazabilidad mediante el grabado láser individual en cada tamiz

DIN ISO 3310-1. Dimensiones (diám. x alt): 200mm x 50mm. **Tamices de ensayo con una altura de 25mm disponibles a petición. 0b**



Code	Description	Packaging
LLG09226692	Test sieves 200x50mesh size 1,00mm	1 pz.
LLG09226693	Test sieve 200 x 50 mmMesh size 1,12 mm	1 pz.
LLG09226694	Test sieves 200x50mmmesh size 1,18mm	1 pz.
LLG09226695	Test sieve 200 x 50 mmMesh size 1,25 mm	1 pz.
LLG09226696	Test sieve 200 x 50 mmMesh size 1,40 mm	1 pz.
LLG09226697	Test sieve 200 x 50 mmMesh size 1,60 mm	1 pz.
LLG09226698	Test sieves 200x50mesh size 1,70mm	1 pz.
LLG09226699	Test sieves 200x50mmmesh size 1,80mm	1 pz.
LLG09226700	Test sieves 200x50mmmesh size 2 mm	1 pz.
LLG09226701	Test sieve 200 x 50 mmMesh size 2,24 mm	1 pz.
LLG09226702	Test sieves 200x50mmmesh size 2,36mm	1 pz.
LLG09226703	Test sieves 200x50mmmesh size 2,50mm	1 pz.
LLG09226704	Test sieves 200x50mmmesh size 2,80mm	1 pz.
LLG09226705	Test sieves 200x50mmmesh size 3,15mm	1 pz.
LLG09226706	Test sieve3s 200x50mmmesh size 3,35mm	1 pz.
LLG09226707	Test sieves 200x50mmmesh sizes 3,55mm	1 pz.
LLG09226708	Test sieves 200x50mmmesh size 4,00mm	1 pz.
LLG09226709	Test sieves 200x50mmmesh sizes 4,50mm	1 pz.
LLG09226710	Test sieves 200x50mmmesh sizes 4,75mm92	1 pz.
LLG09226711	Test sieves 200x50mmmesh size 5,00mm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09226712	Test sieves 200x50mesh size 5,6mm	1 pz.
LLG09226713	Test sieves 200x50mesh size 6,3mm	1 pz.
LLG09226714	Test sieves 200x50mmmesh sizes 6,70mm	1 pz.
LLG09226715	Test sieves 200x50mmmesh sizes 7,10mm	1 pz.
LLG09226716	Test sieves, 200x50mmmesh size 8mm	1 pz.
LLG09226717	Test sieves 200x50mmmesh size 9,00mm	1 pz.
LLG09226718	Test sieves 200x50mmmesh size 9,50mm	1 pz.
LLG09226719	Test sieves 200x50mmmesh size 10mm	1 pz.
LLG09226720	Test sieves 200x50mesh size 11,2mm	1 pz.
LLG09226721	Test sieves 200x50mmmesh size 12,50mm	1 pz.
LLG09226722	Test sieves 200x50mmmesh size 13,20mm	1 pz.
LLG09226723	Test sieves 200x50mmmesh size 14,00mm	1 pz.
LLG09226724	Test sieves 200x50mmmesh size 16mm	1 pz.
LLG09226725	Test sieves 200x50mmmesh size 18,00mm	1 pz.
LLG09226726	Test sieves 200x50mmmesh sizes 19,00mm	1 pz.
LLG09226727	Test sieves 200x50mmmesh size 20mm	1 pz.
LLG09226728	Test sieves 200x50mmmesh sizes 22,40mm	1 pz.
LLG09226729	Test sieves 200x50mmmesh sizes 25,00mm	1 pz.
LLG09226730	Test sieves 200x50mmmesh size 26,50mm	1 pz.
LLG09226731	Test sieves 200x50mmmesh sizes 28,00mm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09226732	Test sieves 200x50mm mesh size 31,5mm	1 pz.
LLG09226733	Test sieves 200x50mm mesh sizes 35,50mm	1 pz.
LLG09226734	Test sieves 200x50mm mesh sizes 37,50mm	1 pz.
LLG09226735	Test sieves 200x50mm mesh sizes 40,00mm	1 pz.
LLG09226736	Test sieves 200x50mm mesh sizes 45,00mm	1 pz.
LLG09226737	Test sieves 200x50mm mesh sizes 50,00mm	1 pz.
LLG09226738	Test sieves 200x50mm mesh sizes 53,00mm	1 pz.
LLG09226739	Test sieves 200x50mm mesh size 56,00mm	1 pz.
LLG09226740	Test sieves 200x50mm mesh size 63,00mm	1 pz.
LLG09226741	Test sieves 200x50mm mesh size 71,00mm	1 pz.
LLG09226742	Test sieves 200x50mm mesh size 75,00mm	1 pz.
LLG09226743	Test sieves 200x50mm mesh size 80,00mm	1 pz.
LLG09226744	Test sieves 200x50mm mesh size 90,00mm	1 pz.
LLG09226745	Test sieves 200x50mm mesh size 100,00mm	1 pz.
LLG09226746	Test sieves 200x50mm mesh size 106,00mm	1 pz.
LLG09226747	Test sieves 200x50mm mesh size 112,00mm	1 pz.
LLG09226748	Test sieves 200x50mm mesh size 125,00mm	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

