

**Tamices granulométricos, 200 x 25 mm****Retsch****Tamices granulométricos, 200 x 25 mm**

Características:

- Calidad del producto no alcanzada anteriormente debido a los avanzados procesos de fabricación y a la inspección óptica continua
- La tecnología de unión de alta calidad garantiza una malla metálica permanentemente tensa
- Alto nivel de resistencia a la corrosión y fácil de limpiar debido al uso de acero inoxidable de alta aleación
- El marco de tamiz "fundido de una pieza" y la unión de la malla sin costuras evitan la contaminación cruzada
- Máxima estabilidad y densidad óptima de la pila de tamices
- 15% más ligero que los tamices tradicionales y al mismo tiempo con mayor área de tamizado
- Marcado claro de los tamices y trazabilidad mediante el grabado láser individual en cada tamiz

DIN ISO 3310-1. Medidas (Ø x Alt.): 200 x 25 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09226750	Test sieves, 200x25 mmmesh size 20 $\mu\text{m}$	1 pz.
LLG09226751	Test sieves, 200x25 mmmesh size 25 $\mu\text{m}$	1 pz.
LLG09226752	Test sieves, 200x25 mmmesh size 32 $\mu\text{m}$	1 pz.
LLG09226753	Test sieves, 200x25 mmmesh size 36 $\mu\text{m}$	1 pz.
LLG09226754	Test sieves, 200x25 mmmesh size 38 $\mu\text{m}$	1 pz.
LLG09226755	Test sieves, 200x25 mmmesh size 40 $\mu\text{m}$	1 pz.
LLG09226756	Test sieves, 200x25 mmmesh size 45 $\mu\text{m}$	1 pz.
LLG09226757	Test sieves, 200x25 mmmesh size 50 $\mu\text{m}$	1 pz.
LLG09226758	Test sieves, 200x25 mmmesh size 53 $\mu\text{m}$	1 pz.
LLG09226759	Test sieves, 200x25 mmmesh size 56 $\mu\text{m}$	1 pz.
LLG09226760	Test sieves, 200x25 mmmesh size 63 $\mu\text{m}$	1 pz.
LLG09226761	Test sieves, 200x25 mmmesh size 71 $\mu\text{m}$	1 pz.
LLG09226762	Test sieves, 200x25 mmmesh size 75 $\mu\text{m}$	1 pz.
LLG09226763	Test sieves, 200x25 mmmesh size 80 $\mu\text{m}$	1 pz.
LLG09226764	Test sieves, 200x25 mmmesh size 90 $\mu\text{m}$	1 pz.
LLG09226765	Test sieves, 200x25 mmmesh size 100 $\mu\text{m}$	1 pz.
LLG09226766	Test sieves, 200x25 mmmesh size 106 $\mu\text{m}$	1 pz.
LLG09226767	Test sieves, 200x25 mmmesh size 112 $\mu\text{m}$	1 pz.
LLG09226768	Test sieves, 200x25 mmmesh size 125 $\mu\text{m}$	1 pz.
LLG09226769	Test sieves, 200x25 mmmesh size 140 $\mu\text{m}$	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09226770	Test sieves, 200x25 mmmesh size 150 µm	1 pz.
LLG09226771	Test sieves, 200x25 mmmesh size 160 µm	1 pz.
LLG09226772	Test sieves, 200x25 mmmesh size 180 µm	1 pz.
LLG09226773	Test sieves, 200x25 mmmesh size 200 µm	1 pz.
LLG09226774	Test sieves, 200x25 mmmesh size 212 µm	1 pz.
LLG09226775	Test sieves, 200x25 mmmesh size 224 µm	1 pz.
LLG09226776	Test sieves, 200x25 mmmesh size 250 µm	1 pz.
LLG09226777	Test sieves, 200x25 mmmesh size 280 µm	1 pz.
LLG09226778	Test sieves, 200x25 mmmesh size 300 µm	1 pz.
LLG09226779	Test sieves, 200x25 mmmesh size 315 µm	1 pz.
LLG09226780	Test sieves, 200x25 mmmesh size 355 µm	1 pz.
LLG09226781	Test sieves, 200x25 mmmesh size 400 µm	1 pz.
LLG09226782	Test sieves, 200x25 mmmesh size 425 µm	1 pz.
LLG09226783	Test sieves, 200x25 mmmesh size 450 µm	1 pz.
LLG09226784	Test sieves, 200x25 mmmesh size 500 µm	1 pz.
LLG09226785	Test sieves, 200x25 mmmesh size 560 µm	1 pz.
LLG09226786	Test sieves, 200x25 mmmesh size 600 µm	1 pz.
LLG09226787	Test sieves, 200x25 mmmesh size 630 µm	1 pz.
LLG09226788	Test sieves, 200x25 mmmesh size 710 µm	1 pz.
LLG09226789	Test sieves, 200x25 mmmesh size 800 µm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09226790	Test sieves, 200x25 mmmesh size 850 µm	1 pz.
LLG09226791	Test sieves, 200x25 mmmesh size 900 µm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

