


**Tamices granulométricos, 200 x 25 mm.****Retsch****Tamices granulométricos, 200 x 25 mm.**

Características:

- Calidad del producto no alcanzada anteriormente debido a los avanzados procesos de fabricación y a la inspección óptica continua
- La tecnología de unión de alta calidad garantiza una malla metálica permanentemente tensa
- Alto nivel de resistencia a la corrosión y fácil de limpiar debido al uso de acero inoxidable de alta aleación
- El marco de tamiz "fundido de una pieza" y la unión de la malla sin costuras evitan la contaminación cruzada
- Máxima estabilidad y densidad óptima de la pila de tamices
- 15% más ligero que los tamices tradicionales y al mismo tiempo con mayor área de tamizado
- Marcado claro de los tamices y trazabilidad mediante el grabado láser individual en cada tamiz

DIN ISO 3310-1. Medidas (Ø x Alt.): 200 x 25 mm.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09226792 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 1,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226793 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 1,12 mm | 1 pz.     |
| LLG09226794 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 1,18 mm | 1 pz.     |
| LLG09226795 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 1,25 mm | 1 pz.     |
| LLG09226796 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 1,40 mm | 1 pz.     |
| LLG09226797 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 1,60 mm | 1 pz.     |
| LLG09226798 | Test sives, 200x25 mmmesh size 1,70 mm  | 1 pz.     |
| LLG09226799 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 1,80 mm | 1 pz.     |
| LLG09226800 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 2,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226801 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 2,24 mm | 1 pz.     |
| LLG09226802 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 2,36 mm | 1 pz.     |
| LLG09226803 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 2,50 mm | 1 pz.     |
| LLG09226804 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 2,80 mm | 1 pz.     |
| LLG09226805 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 3,15 mm | 1 pz.     |
| LLG09226806 | Test sieves, 200x25 mmmesh size, 3,35 m | 1 pz.     |
| LLG09226807 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 3,55 mm | 1 pz.     |
| LLG09226808 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 4,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226809 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 4,50 mm | 1 pz.     |
| LLG09226810 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 4,75 mm | 1 pz.     |
| LLG09226811 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 5,00 mm | 1 pz.     |



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09226812 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 5,60 mm | 1 pz.     |
| LLG09226813 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 6,30 mm | 1 pz.     |
| LLG09226814 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 6,70 mm | 1 pz.     |
| LLG09226815 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 7,10 mm | 1 pz.     |
| LLG09226816 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 8,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226817 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 9,00 mm | 1 pz.     |
| LLG09226818 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 9,50 mm | 1 pz.     |
| LLG09226819 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 10,00 m | 1 pz.     |
| LLG09226820 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 11,20 m | 1 pz.     |
| LLG09226821 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 12,50 m | 1 pz.     |
| LLG09226822 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 13,20 m | 1 pz.     |
| LLG09226823 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 14,00 m | 1 pz.     |
| LLG09226824 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 16,00 m | 1 pz.     |
| LLG09226825 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 18,00 m | 1 pz.     |
| LLG09226826 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 19,00 m | 1 pz.     |
| LLG09226827 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 20,00 m | 1 pz.     |
| LLG09226828 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 22,40 m | 1 pz.     |
| LLG09226829 | Test sieves, 200x25 mm                  | 1 pz.     |
| LLG09226830 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 26,50 m | 1 pz.     |
| LLG09226831 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 28,00 m | 1 pz.     |



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09226832 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 31,50 m | 1 pz.     |
| LLG09226833 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 35,50 m | 1 pz.     |
| LLG09226834 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 37,50 m | 1 pz.     |
| LLG09226835 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 40,00 m | 1 pz.     |
| LLG09226836 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 45,00 m | 1 pz.     |
| LLG09226837 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 50,00 m | 1 pz.     |
| LLG09226838 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 53,00 m | 1 pz.     |
| LLG09226839 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 56,00 m | 1 pz.     |
| LLG09226840 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 63,00 m | 1 pz.     |
| LLG09226841 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 71,00 m | 1 pz.     |
| LLG09226842 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 75,00 m | 1 pz.     |
| LLG09226843 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 80,00 m | 1 pz.     |
| LLG09226844 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 90,00 m | 1 pz.     |
| LLG09226845 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 100,00  | 1 pz.     |
| LLG09226846 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 106,00  | 1 pz.     |
| LLG09226847 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 112,00  | 1 pz.     |
| LLG09226848 | Test sieves, 200x25 mmmesh size 125,00  | 1 pz.     |





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

