


**Tamices granulométricos, 200 x 25 mm.****Retsch****Tamices granulométricos, 200 x 25 mm.****Características:**

- Calidad del producto no alcanzada anteriormente debido a los avanzados procesos de fabricación y a la inspección óptica continua
 - La tecnología de unión de alta calidad garantiza una malla metálica permanentemente tensa
 - Alto nivel de resistencia a la corrosión y fácil de limpiar debido al uso de acero inoxidable de alta aleación
 - El marco de tamiz "fundido de una pieza" y la unión de la malla sin costuras evitan la contaminación cruzada
 - Máxima estabilidad y densidad óptima de la pila de tamices
 - 15% más ligero que los tamices tradicionales y al mismo tiempo con mayor área de tamizado
 - Marcado claro de los tamices y trazabilidad mediante el grabado láser individual en cada tamiz
- DIN ISO 3310-1. Medidas (\varnothing x Alt.): 200 x 25 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09226792	Test sieves, 200x25 mmmesh size 1,00 mm	1 pz.
LLG09226793	Test sieves, 200x25 mmmesh size 1,12 mm	1 pz.
LLG09226794	Test sieves, 200x25 mmmesh size 1,18 mm	1 pz.
LLG09226795	Test sieves, 200x25 mmmesh size 1,25 mm	1 pz.
LLG09226796	Test sieves, 200x25 mmmesh size 1,40 mm	1 pz.
LLG09226797	Test sieves, 200x25 mmmesh size 1,60 mm	1 pz.
LLG09226798	Test sives, 200x25 mmmesh size 1,70 mm	1 pz.
LLG09226799	Test sieves, 200x25 mmmesh size 1,80 mm	1 pz.
LLG09226800	Test sieves, 200x25 mmmesh size 2,00 mm	1 pz.
LLG09226801	Test sieves, 200x25 mmmesh size 2,24 mm	1 pz.
LLG09226802	Test sieves, 200x25 mmmesh size 2,36 mm	1 pz.
LLG09226803	Test sieves, 200x25 mmmesh size 2,50 mm	1 pz.
LLG09226804	Test sieves, 200x25 mmmesh size 2,80 mm	1 pz.
LLG09226805	Test sieves, 200x25 mmmesh size 3,15 mm	1 pz.
LLG09226806	Test sieves, 200x25 mmmesh size, 3,35 m	1 pz.
LLG09226807	Test sieves, 200x25 mmmesh size 3,55 mm	1 pz.
LLG09226808	Test sieves, 200x25 mmmesh size 4,00 mm	1 pz.
LLG09226809	Test sieves, 200x25 mmmesh size 4,50 mm	1 pz.
LLG09226810	Test sieves, 200x25 mmmesh size 4,75 mm	1 pz.
LLG09226811	Test sieves, 200x25 mmmesh size 5,00 mm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09226812	Test sieves, 200x25 mmmesh size 5,60 mm	1 pz.
LLG09226813	Test sieves, 200x25 mmmesh size 6,30 mm	1 pz.
LLG09226814	Test sieves, 200x25 mmmesh size 6,70 mm	1 pz.
LLG09226815	Test sieves, 200x25 mmmesh size 7,10 mm	1 pz.
LLG09226816	Test sieves, 200x25 mmmesh size 8,00 mm	1 pz.
LLG09226817	Test sieves, 200x25 mmmesh size 9,00 mm	1 pz.
LLG09226818	Test sieves, 200x25 mmmesh size 9,50 mm	1 pz.
LLG09226819	Test sieves, 200x25 mmmesh size 10,00 m	1 pz.
LLG09226820	Test sieves, 200x25 mmmesh size 11,20 m	1 pz.
LLG09226821	Test sieves, 200x25 mmmesh size 12,50 m	1 pz.
LLG09226822	Test sieves, 200x25 mmmesh size 13,20 m	1 pz.
LLG09226823	Test sieves, 200x25 mmmesh size 14,00 m	1 pz.
LLG09226824	Test sieves, 200x25 mmmesh size 16,00 m	1 pz.
LLG09226825	Test sieves, 200x25 mmmesh size 18,00 m	1 pz.
LLG09226826	Test sieves, 200x25 mmmesh size 19,00 m	1 pz.
LLG09226827	Test sieves, 200x25 mmmesh size 20,00 m	1 pz.
LLG09226828	Test sieves, 200x25 mmmesh size 22,40 m	1 pz.
LLG09226829	Test sieves, 200x25 mm	1 pz.
LLG09226830	Test sieves, 200x25 mmmesh size 26,50 m	1 pz.
LLG09226831	Test sieves, 200x25 mmmesh size 28,00 m	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09226832	Test sieves, 200x25 mmmesh size 31,50 m	1 pz.
LLG09226833	Test sieves, 200x25 mmmesh size 35,50 m	1 pz.
LLG09226834	Test sieves, 200x25 mmmesh size 37,50 m	1 pz.
LLG09226835	Test sieves, 200x25 mmmesh size 40,00 m	1 pz.
LLG09226836	Test sieves, 200x25 mmmesh size 45,00 m	1 pz.
LLG09226837	Test sieves, 200x25 mmmesh size 50,00 m	1 pz.
LLG09226838	Test sieves, 200x25 mmmesh size 53,00 m	1 pz.
LLG09226839	Test sieves, 200x25 mmmesh size 56,00 m	1 pz.
LLG09226840	Test sieves, 200x25 mmmesh size 63,00 m	1 pz.
LLG09226841	Test sieves, 200x25 mmmesh size 71,00 m	1 pz.
LLG09226842	Test sieves, 200x25 mmmesh size 75,00 m	1 pz.
LLG09226843	Test sieves, 200x25 mmmesh size 80,00 m	1 pz.
LLG09226844	Test sieves, 200x25 mmmesh size 90,00 m	1 pz.
LLG09226845	Test sieves, 200x25 mmmesh size 100,00	1 pz.
LLG09226846	Test sieves, 200x25 mmmesh size 106,00	1 pz.
LLG09226847	Test sieves, 200x25 mmmesh size 112,00	1 pz.
LLG09226848	Test sieves, 200x25 mmmesh size 125,00	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

