


**Tamices granulométricos, 203 x 50 mm****Retsch****Tamices granulométricos, 203 x 50 mm****Características:**

- Calidad del producto no alcanzada anteriormente debido a los avanzados procesos de fabricación y a la inspección óptica continua
- La tecnología de unión de alta calidad garantiza una malla metálica permanentemente tensa
- Alto nivel de resistencia a la corrosión y fácil de limpiar debido al uso de acero inoxidable de alta aleación
- El marco de tamiz "fundido de una pieza" y la unión de la malla sin costuras evitan la contaminación cruzada
- Máxima estabilidad y densidad óptima de la pila de tamices
- 15% más ligero que los tamices tradicionales y al mismo tiempo con mayor área de tamizado
- Marcado claro de los tamices y trazabilidad mediante el grabado láser individual en cada tamiz DIN ISO 3310-1. Dimensiones (diam. x Alt): 203 mm x 50 mm. Se dispone de otros tamaños de tamiz si se solicitan.



Code	Description	Packaging
LLG09226850	Test sieves 203x50mm mesh size 20µm	1 pz.
LLG09226851	Test sieves 203x50mm mesh size 25µm	1 pz.
LLG09226852	Test sieves 203x50mm mesh size 32µm	1 pz.
LLG09226853	Test sieves 203x50mm mesh size 36µm	1 pz.
LLG09226854	Test sieves 203x50mm mesh size 38µm	1 pz.
LLG09226855	Test sieves 203x50mm mesh size 40µm	1 pz.
LLG09226856	Test sieves 203x50mm mesh size 45µm	1 pz.
LLG09226857	Test sieves 203x50mm mesh size 50µm	1 pz.
LLG09226858	Test sieves 203x50mm mesh size 53µm	1 pz.
LLG09226859	Test sieves 203x50mm mesh size 56µm	1 pz.
LLG09226860	Test sieves 203x50mm mesh size 63µm	1 pz.
LLG09226861	Test sieves 203x50mm mesh size 71µm	1 pz.
LLG09226862	Test sieves 203x50mm mesh size 75µm	1 pz.
LLG09226863	Test sieves 203x50mm mesh size 80µm	1 pz.
LLG09226864	Test sieves 203x50mm mesh size 90µm	1 pz.
LLG09226865	Test sieves 203x50mm mesh size 100µm	1 pz.
LLG09226866	Test sieves 203x50mm mesh size 106µm	1 pz.
LLG09226867	Test sieves 203x50mm mesh size 112µm	1 pz.
LLG09226868	Test sieves 203x50mm mesh size 125µm	1 pz.
LLG09226869	Test sieves 203x50mm mesh size 140µm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09226870	Test sieves 203x50mmmesh size 150µm	1 pz.
LLG09226871	Test sieves 203x50mmmesh size 160µm	1 pz.
LLG09226872	Test sieves 203x50mmmesh size 180µm	1 pz.
LLG09226873	Test sieves 203x50mmmesh size 200µm	1 pz.
LLG09226874	Test sieves 203x50mmmesh size 212µm	1 pz.
LLG09226875	Test sieves 203x50mmmesh size 224µm	1 pz.
LLG09226876	Test sieves 203x50mmmesh size 250µm	1 pz.
LLG09226877	Test sieves 203x50mmmesh size 280µm	1 pz.
LLG09226878	Test sieves 203x50mmmesh size 300µm	1 pz.
LLG09226879	Test sieves 203x50mmmesh size 315µm	1 pz.
LLG09226880	Test sieves 203x50mmmesh size 355µm	1 pz.
LLG09226881	Test sieves 203x50mmmesh size 400µm	1 pz.
LLG09226882	Test sieves 203x50mmmesh size 425µm	1 pz.
LLG09226883	Test sieves 203x50mmmesh size 450µm	1 pz.
LLG09226884	Test sieves 203x50mmmesh size 500µm	1 pz.
LLG09226885	Test sieves 203x50mmmesh size 560µm	1 pz.
LLG09226886	Test sieves 203x50mmmesh size 600µm	1 pz.
LLG09226887	Test sieves 203x50mmmesh size 630µm	1 pz.
LLG09226888	Test sieves 203x50mmmesh size 710µm	1 pz.
LLG09226889	Test sieves 203x50mmmesh size 800µm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09226890	Test sieves 203x50mmmesh size 850µm	1 pz.
LLG09226891	Test sieves 203x50mmmesh size 900µm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

