

**pHmetro AL10pH**

Tintometer GmbH

**pHmetro AL10pH**

El AL10pH es un medidor de pH de alta calidad, portátil que funciona con pilas. El aparato está equipado con una carcasa de protección y soporte para proteger el electrodo. Dispone de una pantalla de cristal líquido que muestra los resultados con dos cifras decimales. El electrodo de gel del AL10pH es resistente a temperaturas de -5 a 80°C. Está equipado con un conector BNC estándar.

**Material de suministro:** pHmetro AL10pH, pila 9 V-Block, tampones (pH 4,0 / 7,0), electrodo de pH de plástico de repuesto tipo 226, en estuche.

**Especificaciones**

**Rango de medición:** 0 a 14 pH

**Precisión:** ±0,07 pH (5 to 9 pH)

±0,1 pH (4 to 10 pH)

±0,2 pH (1 to 3,9 pH)

± 0,2 pH (10,1 to 13 pH)

**Resolución:** 0,01 pH

**Temperatura ambiente:** 0 a 50 °C

**Humedad relativa:** 0 a 80% (no condensada)

**Grado de protección:**

**Pilas:** IP 51

**Pila bloque 9V**

**Dimensiones ( L x An x Alt):** 208 x 110 x 34 mm

**Peso:** aprox. 380 g



Code	Description	Packaging
LLG06207268	AL10PH portable meter complete in cas/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

