

**pHmetro AL10pH****Tintometer GmbH****pHmetro AL10pH**

El AL10pH es un medidor de pH de alta calidad, portátil que funciona con pilas. El aparato está equipado con una carcasa de protección y soporte para proteger el electrodo. Dispone de una pantalla de cristal líquido que muestra los resultados con dos cifras decimales. El electrodo de gel del AL10pH es resistente a temperaturas de -5 a 80°C. Está equipado con un conector BNC estándar.

Material de suministro: pHmetro AL10pH, pila 9 V-Block, tampones (pH 4,0 / 7,0), electrodo de pH de plástico de repuesto tipo 226, en estuche.

Especificaciones

Rango de medición: 0 a 14 pH

Precisión: $\pm 0,07$ pH (5 to 9 pH)

$\pm 0,1$ pH (4 to 10 pH)

$\pm 0,2$ pH (1 to 3,9 pH)

$\pm 0,2$ pH (10,1 to 13 pH)

Resolución: 0,01 pH

Temperatura ambiente: 0 a 50 °C

Humedad relativa: 0 a 80% (no condensada)

Grado de protección:

Pilas: IP 51

Pila bloque 9V

Dimensiones (L x An x Alt): 208 x 110 x 34 mm

Peso: aprox. 380 g



Code	Description	Packaging
LLG06207268	AL10PH portable meter complete in cas/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

