

**Estantes para criocajas Arctic Squares[®], Acero inoxidable**

Se ajustan a la mayoría de congeladores verticales estándar. Tamaño de estante global (Alt x An x L): 238 x 139 x 571 mm. Con cuatro cajones para sostener 16 cajas de 133 x 133 x 53 mm.

Los cajones se caracterizan por una parada única que cuando están totalmente extendidos permite que giren hacia abajo para un mejor acceso. Estante de congelador que incluye un asa metálica para la retirada fácil del estante. Las asas de policarbonato permiten que el usuario pueda coger con facilidad de los estantes. Incluye una ranura y una etiqueta para la identificación del cajón /muestra.



Code	Description	Packaging
LLG09193980	Rack Arctic Squares®for freezers,horizo	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

