

**Soluciones tampón de pH****Reagecon****Soluciones tampón de pH**

Soluciones claras e incoloras de tampón de pH. Probadas y certificadas por la ISO17025 a 20 °C, se suministran con un detallado Certificado de Análisis que describe la trazabilidad hasta el N.I.S.T. Los datos de dependencia de la temperatura están impresos en la etiqueta, así como los números de lote y las fechas de caducidad. Envases de HDPE.



Code	Description	Packaging
LLG06203561	pH buffer pH 6.00 at 20 °C, 500 ml	1 pz.
LLG06206693	pH buffer pH 6.80, 500 ml	1 pz.
LLG06225161	Buffer solution pH 9.00500 ml(no dan. g	1 pz.
LLG06228059	Buffer Solution pH2.00 ± 0.02 @ 20°C 5	1 pz.
LLG06234641	Buffer solution pH 12.00500 ml	1 pz.
LLG06321025	Soluzione tampone pH 12,00 a 20 °C, cap.	1 l
LLG06321027	Buffer Solution pH6.00 ± 0.01 @ 20°C 1	1 pz.
LLG07632597	Buffer solution pH 3.501 L	1 pz.
LLG09040911	Buffer solution pH 4.00@ 20°C, 500ml	1 pz.
LLG09040913	Buffer solution pH 7.00@ 20°C, 500ml	1 pz.
LLG09040915	Buffer solution pH 10.00@ 20°C, 500ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

