

**Soluciones de limpieza y almacenamiento para electrodos de pH****Reagecon****Soluciones de limpieza y almacenamiento para electrodos de pH**

Solución de limpieza, aclarado, regeneración y almacenamiento. Diseñadas para extender la vida útil de los electrodos de pH.



Code	Description	Packaging
LLG06287444	Electrode Rinse Solution 500ml/1	1 pz.
LLG09040940	Pepsin/HCL, for cleaning 500 mlmedia co	1 pz.
LLG09040941	Thiourea/HCL, for cleaning media 500 ml	1 pz.
LLG09040942	Organic cleaning solution 500 ml	1 pz.
LLG09040943	Regeneration solution 100 ml	1 pz.
LLG09040944	Storage solution 500 ml	1 pz.
LLG09040945	Storage solution 100 ml(no dan. goods)	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

