

**Electrodo sensor de amoníaco gas ISE**Thermo Elect.LED GmbH
(Orion)**Electrodo sensor de amoníaco gas ISE**

Electrodo selectivo de gas e iones para la determinación del contenido de amoníaco en soluciones acuosas. Para una medición rápida y precisa del amoníaco.

Material de suministro: Conector BNC resistente al agua, 1 m de cable, 20 membranas sueltas, cuerpo exterior y tapa de la membrana premontados, 2 botellas de 60 ml de solución de llenado de electrodos, tapa de salida, pinzas

Especificaciones

Rango de concentración: 0,01...17000 ppm amoníaco (NH₃)

0,01...14000 ppm nitrógeno (N)

Rango de temperatura: 0¹/₄50 °C

Resistencia del electrodo: 5000 MW

Longitud / Ø: 150 mm / 16 mm



Code	Description	Packaging
LLG06252026	Orion-Conselective electrode ammonia w p	1 pz
LLG06252027	Orion-Membranes Ammonia Electr. pack 20	20 uds



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

