

**Electrodo sensor de amoníaco gas ISE**Thermo Elect.LED GmbH  
(Orion)**Electrodo sensor de amoníaco gas ISE**

Electrodo selectivo de gas e iones para la determinación del contenido de amoníaco en soluciones acuosas. Para una medición rápida y precisa del amoníaco.

**Material de suministro:** Conector BNC resistente al agua, 1 m de cable, 20 membranas sueltas, cuerpo exterior y tapa de la membrana premontados, 2 botellas de 60 ml de solución de llenado de electrodos, tapa de salida, pinzas

**Especificaciones**

**Rango de concentración: 0,01...17000 ppm amoníaco (NH<sub>3</sub>)**

**0,01...14000 ppm nitrógeno (N)**

**Rango de temperatura: 0<sup>1</sup>/<sub>4</sub>50 °C**

**Resistencia del electrodo: 5000 MW**

**Longitud / Ø: 150 mm / 16 mm**



Code	Description	Packaging
LLG06252026	Orion-Conselective electrode ammonia w p	1 pz
LLG06252027	Orion-Membranes Ammonia Electr. pack 20	20 uds



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

