

**Elettrodo ISE per rilevamento gas ammoniacale****Orion**

Elettrodo ISE per rilevamento gas ammoniacale. Elettrodo ione selettivo a gas per determinazione del contenuto di ammoniaca in soluzioni acquose. Per la misura rapida e precisa di ammoniaca.

La fornitura include:

Connettore BNC impermeabile, 1 m di cavo, 20 membrane sfuse, corpo esterno premontato e cappuccio membrana, 2 bottiglie da 60 ml di soluzione riempimento elettrodo, tappo con beccuccio e pinzette.

Caratteristiche

- Range concentrazione: 0.01-17000 ppm ammonia (NH₃)
- 0.01-14000 ppm nitrogen (N)
- Range temperatura: 0-50 °C
- Resistenza elettrodo: <5000 MW
- Lunghezza / Ø: 150 mm / 16 mm
- Lunghezza cavo: 1 m



| Code | Description | Packaging |
|-------------|-----------------------------------|-----------|
| LLG06252026 | Elettrodo ISE Ammoniacca 9512BNWP | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

