

**Frascos de boca ancha Nalgene, PPCO, con tapón de rosca, PP**

**Frascos de boca ancha Nalgene™, PPCO, con tapón de rosca, PP**  
Transparentes. Pared rígida. Para uso general en laboratorio.

- Autoclavables (la tapa debe desenroscarse antes del autoclave)
- A prueba de fugas
- Resisten temperaturas de hasta 121°C



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09103248 | Wide neck bottles,PP,with screw cap,/12 | 12 pz.    |
| LLG09103249 | Wide neck bottles,PP,with screw cap,/12 | 12 pz.    |
| LLG09103250 | Wide neck bottles,PP,with screw cap,/12 | 12 pz.    |
| LLG09103252 | Wide neck bottles,PP,with screw cap,/12 | 12 pz.    |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

