

**Bottiglie a bocca larga tipo 2105 con Tappo a vite, PP****Nalge**

Bottiglie a bocca larga tipo 2105 con tappo a vite, PP. Trasparenti. Parete rigida. Per uso generale in laboratorio. Sopportano temperature fino a +121°C. Autoclavabili - prima di eseguire il trattamento in autoclave svitare il tappo.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09103056 | Bottiglie a bocca larga, PPCO, con tappo a vite, 1 L, Chiusura 63 mm | 1 pz |
| LLG09103248 | Bottiglia a bocca Larga, PP, Cap.all'orlo 30 ml, Chiusura 28 mm | 12 pz |
| LLG09103249 | Bottiglia a bocca Larga, PP, Cap.all'orlo 60 ml, Chiusura 28 mm | 12 pz |
| LLG09103250 | Bottiglia a bocca Larga, PP, Cap.all'orlo 125 ml, Chiusura 38 mm | 12 pz |
| LLG09103251 | Bottiglie a bocca larga Nalgene™, PPCO, con tappo a vite, PP, Volume 250 ml, Tipo di Chiusura 43 mm | 12 pz |
| LLG09103252 | Bottiglia a bocca Larga, PP, Cap.all'orlo 500 ml, Chiusura 53 mm | 12 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

