



Tubos de FEP

Bohlender GmbH

Tubos de FEP

Tienen una resistencia química casi ilimitada y se pueden usar hasta 205°C.



Code	Description	Packaging
LLG09205850	Tubing, FEP 0,8x1,6mm	



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

