



## Electrodos ISE de detección de gas amoníaco de alto rendimiento

### Electrodos ISE de detección de gas amoníaco de alto rendimiento

Para aplicaciones de alto rendimiento. Resultados rápidos en un minuto a concentraciones a partir de 1 ppm. Muy buena respuesta lineal.

**Material de suministro:** conector BNC impermeable, 1 m de cable, 20 membranas sueltas, cuerpo exterior y tapa de la membrana premontados, 2 botellas de 60 ml de solución de llenado de electrodos, tapa de salida, pinzas

#### Especificaciones

**Rango de concentración: 0,01...17000 ppm amoníaco (NH<sub>3</sub>)**

**0,01...14000 ppm nitrógeno (N)**

**Rango de temperatura: 0 ... 50 °C**

**Resistencia del electrodo: 1500 M $\Omega$ ?**

**Longitud /  $\varnothing$ : 115 mm / 16 mm**



Code	Description	Packaging
LLG06266776	Orion-Ammonia HP electrode with bnc cabl	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

