



Electrodos ISE de detección de gas amoníaco de alto rendimiento

Electrodos ISE de detección de gas amoníaco de alto rendimiento

Para aplicaciones de alto rendimiento. Resultados rápidos en un minuto a concentraciones a partir de 1 ppm. Muy buena respuesta lineal.

Material de suministro: conector BNC impermeable, 1 m de cable, 20 membranas sueltas, cuerpo exterior y tapa de la membrana premontados, 2 botellas de 60 ml de solución de llenado de electrodos, tapa de salida, pinzas

Especificaciones

Rango de concentración: 0,01...17000 ppm amoníaco (NH₃)

0,01...14000 ppm nitrógeno (N)

Rango de temperatura: 0 ... 50 °C

Resistencia del electrodo: 1500 M Ω

Longitud / \varnothing : 115 mm / 16 mm



Code	Description	Packaging
LLG06266776	Orion-Ammonia HP electrode with bnc cabl	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

