

**Placas calefactoras digitales, SD 300 y SD 500.****Stuart****Placas calefactoras digitales, SD 300 y SD 500.**

Temperatura máxima 300 °C. Ajuste y control digital de la temperatura de la placa con una resolución de 1 °C y placa superior de aleación de aluminio/silicio. El modelo de placa superior de 300 x 300 mm tiene una varilla de retorta que se monta en la parte trasera de la carcasa. Con protección antimicrobiana BioCote, a base de plata. Para suministros monofásicos de 230V 50/60 Hz.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09645320 | Large digital hotplate SD 300300 x 300 | 1 pz. |
| LLG09645321 | Large digital hotplate SD 500500 x 300 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

