

**Placas calefactoras digitales, SD 300 y SD 500.****Stuart****Placas calefactoras digitales, SD 300 y SD 500.**

Temperatura máxima 300 °C. Ajuste y control digital de la temperatura de la placa con una resolución de 1 °C y placa superior de aleación de aluminio/silicio. El modelo de placa superior de 300 x 300 mm tiene una varilla de retorta que se monta en la parte trasera de la carcasa. Con protección antimicrobiana BioCote, a base de plata. Para suministros monofásicos de 230V 50/60 Hz.



Code	Description	Packaging
LLG09645320	Large digital hotplate SD 300300 x 300	1 pz.
LLG09645321	Large digital hotplate SD 500500 x 300	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

